

Vista V-312

Vista V9-312, Vista V7-312, Vista V5-312, Vista V3-312, Vista V1-312
Serie de audífonos con receptor en canal (RIC) pila 312 y conectividad directa



Vista V-312

SoundSuite OS		Nivel 9 Premium	Nivel 7 Advanced	Nivel 5 Standard	Nivel 3 Essential	Nivel 1 Lower Essential
Clasificación ambiental	Total de ambientes auditivos	8	6	4	2	AutoMic
	Conversación en ruido fuerte	•				
	Conversación en una multitud	•				
	Conversación en un grupo pequeño	•	•			
	Música	•	•			
	Ruido	•	•	•		
	Silencio	•	•	•		
	Conversación en silencio	•	•	•	•	
	Conversación en ruido	•	•	•	•	
	Total de ambientes de transmisión	2	2	2	2	2
	Media speech	•	•	•	•	•
	Media music	•	•	•	•	•
Optimización de sonido y desempeño	ActiveFocus	•	•			
	Conversación en ruido fuerte (programa manual)	•	•			
	Conversación 360 en el auto (programa manual)	•				
	Auto Target Pro	•				
	Auto Target		•			
	Reducción de ruido dinámica	•	•			
	Soft speech intensifier	•	•	•		
	Sound Mapping	•	•	•		
	Efecto del Pabellón	•	•	•	•	•
	Intensificador del habla	•	•	•	•	•
	Reducción de ruido	•	•	•	•	•
Características de hardware						
Conectividad directa hecha para todos		•	•	•	•	•
Canales de ajuste fino		20	20	16	12	12

Disponible en todos los niveles de tecnología

Estabilización del sonido

- › Pulse Protector 2
- › Control del viento
- › Manejo del feedback

Facilidad y conveniencia

- › Aplicación Hearing Remote
- › TV Connector
- › Remote Control
- › PartnerMic
- › RogerDirect
- › Sincronización inalámbrica
- › Teléfono binaural*

Opciones de micrófonos

- › Direccional adaptativo
- › Direccional fijo
- › Direccional fijo amplio
- › Omnidireccional

Adaptación

- › Enfoque de primer ajuste
- › Manejo de Adaptación Automático
- › Compresión frecuencial 2
- › Enmascarador de tinnitus
- › Programas manuales
- › IntelliVent


Innovaciones en experiencia

- › Vista:trial
- › Vista:upgrade
- Soluciones digitales
 - › Tutor
 - › Ajuste remoto
 - › Capture All
 - › Registro de datos


Personalización

- › Botones de claridad y comodidad*
- › Programas opcionales en la aplicación*
- › Ecualizador


Guías de adaptación




Receptor S



Receptor M



Receptor P



Receptor UP

- Domo abierto/domo gorro
- ... Domo ventilado
- - Domo potente o molde tipo manga

Vista V-312 tiene la clasificación IP 68


No todos los niveles de tecnología están disponibles en todos los mercados.

*No disponible para productos de nivel lower essential.


Vista V-312

Receptor S (S) Receptor M (M) Receptor P (P) Receptor UP (UP)


Datos técnicos ANSI/ASA 3.22 2014 (R2020)/IEC 60118-0: 2022 acoplador 2cc



OSPL90				
Máximo (dB SPL)	111	114	122	132
HFA - OSPL90 (dB SPL)	106	111	120	124



Ganancia máxima - FOG (entrada 50 dB SPL)				
Máximo (dB)	47	51	59	71
HFA - FOG (dB)	40	46	56	65



Ajuste de test de referencia (RTS)				
Rango de frecuencia (Hz)	<100 a 8000	<100 a 8000	<100 a 6300	<100 a 6100
Ganancia de test de referencia (dB)	29	34	43	47
Consumo de corriente en RTS (mA)	1,4	1,4	1,5	1,4
Ruido de entrada equivalente en RTS (dB SPL)	19	19	19	19
Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%)	1,5/2,0/2,0/1,0	1,5/2,0/2,0/1,0	1,0/1,5/1,0/1,0	1,5/1,5/1,0/1,0

Descripción Información general sobre los tests

- Receptor S
- Receptor M
- Receptor P
- Receptor UP

Tamaño de la pila: 312; Fuente: tensión 1,3 V
Las mediciones obtenidas con una configuración cerrada utilizando un acoplador HA-1 (ANSI-3.7-1995).
El audífono está ajustado a la configuración de prueba de Aura:fit. La LLE se aplica a un nivel aproximado de 35 dB SPL.
Los domos nunca se deben colocar en pacientes con tímpanos perforados, cavidades del oído medio expuestas o conductos auditivos alterados quirúrgicamente. En tal caso, recomendamos el uso de un molde personalizado.
La latencia monoaural en un modo de usuario adaptado es de 6,5 mS según ANSI 2051: 2017.
Nos reservamos el derecho a modificar los datos de las especificaciones sin previo aviso a medida que se introduzcan mejoras.

ADVERTENCIA: Este audífono tiene una salida del nivel de presión de sonido que puede superar los 132 dB SPL. Debe tener especial cuidado al adaptar este audífono, ya que existe el riesgo de perjudicar la audición restante del usuario. No se permiten cambios o modificaciones en el audífono que no estén explícitamente aprobados por el fabricante. Estos cambios pueden dañar el oído o el audífono.



Type: PDL

Status: CURRENT

Document No.: PDL-18746

Effective Date: 30-May-2024

Rev.: 2

Title: 027-6861-42 UH Datasheet Vista V-312 5TL ES-SA

Process: Innovation Management

Owner: 53NROSBURG Nathan Rosberg

Attributes

Attribute Type	Value	Description
Affected Site	5300	Kitchener (CA)
Project	uPrince 2/3	
Project Phase	Finished Product	

Approvals

Level	Actor	Job Title	Sign-off Date	Sign-off By
1	Bryan Hynes	Coordinator, Information Control	30-May-2024	53BHYNES
2	Zeljko Nadjmico	Head of Design Quality Assurance and Regulatory Affairs	30-May-2024	53ZNADJMICO
2	Janette Brookes	Technical Administrator, Information Control	30-May-2024	53JBROOKES
2	Paul Robinson	Director, Product Management	30-May-2024	53PROBINSON

Revision Notes

Access Activity	Note	Accessed By	Accessed Date
Remark	CHANGE-PLN-5300-01765	53NROSBURG	30-May-2024